



SPANISH

Aviso de seguridad Kit de parachoques

Estimado cliente,
la presente tiene por objeto informarle de que GMM ha decidido intervenir sus productos para garantizar su fiabilidad a lo largo del tiempo.

Productos implicados: sistemas Serial_Number_List_EN.pdf, según las siguientes denominaciones:

<i>Nombre</i>	<i>Marca</i>
Clisis Systems	Mecall
EIDOS RF439	Mecall
Discovery RF180	General Electric

Descripción:

Un tornillo de transmisión para los movimientos de elevación e inclinación del plano porta paciente puede mostrar una reducción de su fiabilidad con el paso del tiempo. Esto podría deberse a una serie de causas concomitantes que incluyen, entre otras, una posible colisión de la mesa durante la inclinación con objetos extraños, un uso inadecuado del dispositivo, una posible desalineación mecánica y/o un uso inusualmente intenso de la máquina.

Acción correctiva:

Ha sido creado el cód. 92251 - kit de parachoques - para ser implementado en las máquinas de la tabla anterior, que comprenden los números de serie resaltados.

El kit contiene todas las piezas e instrucciones necesarias para sustituir los componentes.

¡Atención!

Las instrucciones se rellenarán en su totalidad y se enviarán por correo electrónico o fax al fabricante:

GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.

correo electrónico a: gara@gmmspa.com y international_service@gmmspa.com

o fax al número +39 035 29 77 87

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento

Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 763121 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 5134376,00 I.V.

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT0802000000663 - Registro Pile: BG-000016

www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com



Cert. N.
9120.GNM1



Cert. N.
9124.GNM2



SPANISH

Señalamos que, hasta la fecha, no se ha informado de ningún hecho que haya causado daños materiales o lesiones a personas relacionadas con lo que se describe en la presente comunicación.

Sin embargo, las acciones descritas deben ser tomadas para mitigar un riesgo potencial que podría reducir la seguridad del dispositivo en el futuro.

El kit estará disponible y se enviará progresivamente antes de abril de 2024 y el mismo se implementará progresivamente en el momento del primer mantenimiento ordinario/extraordinario y, en cualquier caso, a más tardar 7 meses después de la recepción del kit, comenzando con los dispositivos por prioridad de acuerdo con la siguiente tabla:

<i>Prioridades</i>	<i>Matrículas</i>
1	Serial_Number_List_EN.pdf
2	Serial_Number_List_EN.pdf
3	Serial_Number_List_EN.pdf

Como ya se indica en el Manual del Operador, en el Manual de Servicio y en las instrucciones ya facilitadas al usuario final, tenga en cuenta que debe evitarse cualquier operación debajo de la mesa.

Confiando en su atención en relación con este aviso de seguridad, GMM declina toda responsabilidad en caso de que no se apliquen las medidas en el plazo indicado en este aviso.

Si el sistema ha sido vendido y/o desguazado, es decir, ya no está en su posesión, envíe este aviso de seguridad al nuevo propietario, indicando el nombre de éste, o facilítenos la notificación de desguace.

El servicio de asistencia técnica de GMM está disponible para cualquier otra solicitud de información y/o soporte (international_service@gmmspa.com)

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento

Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 763121 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 5134376,00 I.V.

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016

www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com



Cert. N.
9120.GNM1



Cert. N.
9124.GNM2