

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2022-372	PS/MAM/82018
PRODUCTO Atellica CH Iron_2, Número de material de Siemens (SMN): 11097601, UDI: 00630414596402.	
FINALIDAD PREVISTA Reactivo utilizado en el analizador Atellica® CH 930 para la determinación de hierro por espectrofotometría en muestras de pacientes.	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S. L. U., Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el ensayo Atellica CH Iron_2, debido a la posibilidad de que un arrastre del reactivo pueda dar lugar a resultados falsamente elevados en el ensayo Microalbumin_2 (µALB_2).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

