

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>  2022-544	<b>REFERENCIA</b>  PS/PL/87480
<b>PRODUCTO</b> Equipos de resonancia magnética 3T: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenia Elition X, Ingenia Elition S, SmartPath a Ingenia Elition X, MR 7700 y Actualización a MR 7700.</li> </ul> Ver modelos afectados en la Nota de aviso de la empresa	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Obtención de imágenes transversales, imágenes espectroscópicas o espectrales de la estructura interna de la cabeza, el cuerpo o las extremidades, en cualquier orientación, que represente la distribución espacial de protones u otros núcleos con espín.	
<b>Nº SERIE</b> Ver nºs de serie afectados en el apéndice A y B de la nota de aviso de la empresa	
<b>FABRICANTE</b> Philips Healthcare, Países Bajos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Philips Ibérica, S.A.U. C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de resonancia magnética 3T de Philips, debido a que la bobina de gradiente puede actuar como fuente de calor y producir humo o fuego, así como problemas graves de calidad de imagen.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> </ul>	

