

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-549	REFERENCIA PS/CH/87978
PRODUCTO Catéteres de hemodiálisis aguda de alto flujo y doble lumen Mahurkar™ 13,5 Fr (Mahurkar QPlus). Modelo: 8888135161; 8888135162; 8888135191; 8888135192; 8888135241	
FINALIDAD PREVISTA Acceso venoso central a corto plazo para hemodiálisis, aféresis e infusión	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en Anexo A de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Covidien LLC, EEUU	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica. Plaça de la Pau s/n Almeda Park, World Trade Center Edificio 7 3ª planta, CP 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados catéteres de hemodiálisis aguda de alto flujo y doble lumen Mahurkar™ 13,5 Fr, debido a una posible falta de estanqueidad interna en el cuerpo central del catéter.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

