

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2022-550 | REFERENCIA PS/AVG/87677 |
| PRODUCTO Agfa HealthCare Enterprise Imaging XERO Viewer. UDI-DI: 05400874000710. | |
| FINALIDAD PREVISTA Software de imagen, radiología e información clínica. | |
| VERSION SOFTWARE 8.1.4.100 o superior; 8.2.0.000 o superior; 8.2.1.000 o superior. | |
| FABRICANTE Agfa HealthCare NV, Bélgica. | |
| DISTRIBUIDOR Agfa HealthCare Spain S.A.U., Calle Gaspar Fàbregas i Roses 81, Esplugues de Llobregat, Barcelona, 08950. | |
| ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones del software de imagen radiológica XERO Viewer debido a que durante la visualización de imágenes podrían aparecer intermitentemente imágenes de otros expedientes o bien imágenes correctas pero con una calidad degradada. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa. | |

