

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2022-590	PS/MJF/88348
PRODUCTO Kit gb PHARM UGT1A1. Referencias 3253-025 y 3253-050.	
FINALIDAD PREVISTA Confirmación del diagnóstico del síndrome de Gilbert, o utilización antes de la administración del fármaco irinotecan y otros fármacos metabolizados por la enzima UGT.	
Nº LOTE 200086008, 200087011 y 200087012.	
FABRICANTE GENERI BIOTECH s.r.o; República Checa.	
DISTRIBUIDOR Moldionics, S.L. C/Estocolmo 17. 28232 Las Rozas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados kits gb PHARM UGT1A1, debido a que un heterocigoto 6TA/7TA podría identificarse erróneamente como un homocigoto 6TA (wild-type).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

