

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-003	REFERENCIA PS/MAM/88025
PRODUCTO Lente intraocular RayOne EMV. Número de modelo: RAO200E	
FABRICANTE Rayner Intraocular Lenses Limited. Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Iberia Rayner Surgical SL. Paseo de la Castellana 200 – 7a Planta Oficina 703. 28046. Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la lente intraocular RayOne EMV RAO200E debido a la posibilidad de que se hayan introducido en el biómetro valores incorrectos para el factor de lente (LF) y el factor de diseño (DF).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

