

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-009	PS/AVG/88184
PRODUCTO Oxigenador Affinity Fusion. Referencias: BB811, BB841, CB811, CB841. (estos productos pueden estar también incluidos en un pack de tubos)	
FINALIDAD PREVISTA Circuito de perfusión extracorpórea para oxigenar y eliminar el dióxido de carbono de la sangre y para enfriar o calentar la sangre durante procedimientos sistemáticos de bypass cardiopulmonar de hasta 6 horas	
NºS SERIE Todos entre el 8111483548 y el 8111808469.	
FABRICANTE Medtronic Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica. C. de María de Portugal, 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados oxigenadores Affinity Fusion, debido a que el adaptador de monitorización de la temperatura se podría separar del oxigenador durante un procedimiento clínico.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

