

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-012	REFERENCIA PS/PRV/88092
PRODUCTOS Microvit MT-101 y MT-101 nano Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Registrador de electrocardiograma ambulatorio de larga duración para el diagnóstico de arritmias sintomáticas y asintomáticas	
FABRICANTE SCHILLER AG., Suiza.	
DISTRIBUIDOR SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. C/ Dublín, 1 - Of. 2 – EUROPOLIS, Las Rozas, 28232 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados registradores holter Microvit MT-101 y Microvit MT-101 nano, debido a que, en determinadas circunstancias, se podrían mezclar los registros de ECG de varios pacientes al transferirlos desde el holter al sistema informático.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

