

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-026	REFERENCIA PS/MAM/88172
PRODUCTO Software Myrian®	
FINALIDAD PREVISTA Software de procesamiento de imágenes DICOM de radiología.	
VERSIONES SOFTWARE 2.8 y 2.9	
FABRICANTE INTRASENSE. Francia.	
DISTRIBUIDOR Dismeval S.L. Calle Dr. Lluch, 30 Bajo. 46011, Valencia.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el software Myrian® debido a la posibilidad de que se oculten de manera automática series en el campo SeriesDescription de la interfaz.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

