

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-036	REFERENCIA PS/JMP/88248
PRODUCTOS Cable adaptador para electrodos Efficia (ref.: 989803197111), fabricados entre septiembre de 2018 (9/18) y noviembre de 2020 (11/20).	
FINALIDAD PREVISTA Conexión del desfibrilador con los electrodos multifunción El cable adaptador para electrodos Efficia es compatible con los monitores/desfibriladores Efficia DFM100 y HeartStart Intrepid.	
FABRICANTE Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados cables adaptadores para electrodos Efficia, debido a que pueden fallar de manera inesperada y provocar que los monitores/desfibriladores no puedan realizar la monitorización mediante ECG, la desfibrilación, la cardioversión sincronizada o la estimulación transcutánea.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso para distribuidores• Nota de aviso para clientes	

