

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-038	REFERENCIA PS/MAM/89586
PRODUCTO Carga inteligente de color negro Tri-Staple™ 2.0 extra gruesa. Referencia: SIG60AXT	
FINALIDAD PREVISTA Recarga inteligente de grapas extra gruesas para usarse con el sistema de grapas Signia	
Nº LOTE N2D0004Y, N2D0195Y, N2D0002Y	
FABRICANTE Covidien Ilc. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica, S.A. World Trade Centre Almeda Park, Pl. de la Pau S/N. Edif.7, pta 3ª. 08940 Cornellà de Llobregat.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de la carga inteligente extra gruesa de color negro Tri-Staple™ 2.0, debido a la posible rotura del componente del empuja grapas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

