

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-067	REFERENCIA PS/PRV/90071
PRODUCTOS Componentes del Sistema CardioMEMS™ HF: <ul style="list-style-type: none">• Sistema electrónico del paciente CardioMEMS™ (modelos CM1000 y CM1100)• Sistema hospitalario CardioMEMS™ (modelo CM3000)	
FINALIDAD PREVISTA El sistema CardioMEMS™ HF proporciona datos hemodinámicos sobre la arteria pulmonar (AP) utilizados para monitorización en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC).	
FABRICANTE Abbott Medical, Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR Abbott Medical España, S.A., Avenida de Burgos 91, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas electrónicos CardioMEMS™ del paciente y del hospital, debido a la posibilidad de interferencias con otros equipos médicos e implantes activos, cuando se utilizan estos sistemas para tomar una lectura.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

