

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-092	REFERENCIA PS/RJC/90425
PRODUCTO Catéter de ablación con balón HELIOSTAR™, referencia D138904	
FABRICANTE Biosense Webster Inc, EEUU	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson, Pso. de las Doce Estrellas, 5-7, 28042 Madrid, España	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el catéter de ablación con balón HELIOSTAR™, debido a un aumento de notificaciones informando de lesiones en el esófago durante su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

