

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2023-104  | <b>REFERENCIA</b><br>PS/CMAG/90564 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Línea de extensión recta 150 cm para TC o RM. Referencia: PN-MDX3515M  |                                    |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b><br>Prolongador para inyección de productos de contraste   |                                    |
| <b>Nº LOTE</b><br>Ver el anexo en la nota de aviso de la empresa  |                                    |
| <b>FABRICANTE</b><br>Cair LGL, Francia  |                                    |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Laboratorios Farmacéuticos Guerbet, S.A. Pº de la Castellana, 91, 3ª planta. 28046 Madrid.   |                                    |
| <b>ASUNTO</b><br>Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de las líneas de extensión rectas de 150 cm, referencia PN-MDX3515M, debido a posibles grietas que den lugar a una fuga del medio de contraste o la entrada de aire en el sistema. |                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>   |                                    |

