

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-120	REFERENCIA PS/CH/90881
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none"> DigitalDiagnost C50 1.1 modelo 712204 DigitalDiagnost C50 1.0 modelo 712201 	
FINALIDAD PREVISTA Generación de imágenes radiográficas de la anatomía humana	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, China	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A.U. María de Portugal 1, 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas DigitalDiagnost C50 1.1 y 1.0, debido a que la suspensión del techo podría no retener su posición y descender accidentalmente .	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

