

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-125	REFERENCIA PS/MJF/90191
PRODUCTO Aplicaciones FreeStyle LibreLink y FreeStyle Libre 3 para Android.	
FINALIDAD PREVISTA Aplicaciones que se utilizan junto a un sensor para medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial.	
VERSION SOFTWARE <ul style="list-style-type: none"> • Inferiores a 2.8.4 para la app FreeStyle LibreLink • Inferiores a 3.4.2 para la app FreeStyle Libre 3 	
FABRICANTE Abbott Diabetes Care Ltd; Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Abbott Laboratories, S.A; Av. Burgos 91. 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de las aplicaciones FreeStyle LibreLink y FreeStyle Libre 3, debido a que si se utilizan en teléfonos móviles con un sistema operativo Android 13 podrían sufrir períodos prolongados de pérdida de señal.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios • Nota de aviso empresa para pacientes • Nota informativa PS, 2023/17 	

