

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-133	PS/MJF/91355
PRODUCTO Kit Capillarys Immunotyping. Nº de referencia: 2100.	
FINALIDAD PREVISTA Detección y caracterización en medio alcalino (pH 9,9) de las proteínas monoclonales (inmunotipado) en suero y orina humanos, mediante electroforesis capilar en el sistema automático CAPILLARYS.	
Nº LOTE 13042/14	
FABRICANTE SEBIA, Francia	
DISTRIBUIDOR SEBIA Hispania S.A; C/Sicilia, nº 394. 08025 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización de las unidades del lote 13042/14 del Kit CAPILLARYS IMMUNOTYPING en las que se detecte que no hay tampón para el análisis (Solución ELP) en el pocillo correspondiente del segmento de antisueros ya que no sería posible la superposición de los perfiles de los antisueros.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

