

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|--|-------------------|
| Nº DE ALERTA: | REFERENCIA |
| 2023-136 | PS/AVG/91374 |
| PRODUCTO | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Infinity® CentralStation, versión de software VG3.0.1 e inferiores (UDI-DI: MS26800). • Infinity® M300/M300+, versión de software VG2.4 e inferiores (UDI-DI: MS18501 / MS33950). | |
| FINALIDAD PREVISTA | |
| Monitores de parámetros fisiológicos. | |
| FABRICANTE | |
| Draeger Medical Systems, Inc., EEUU. | |
| DISTRIBUIDOR | |
| Dräger Hispania, SAU. C/ Xaudaró, 5, 28034, Madrid. | |
| ASUNTO | |
| Advertencias de seguridad y actualización de software relacionadas con los monitores de parámetros fisiológicos Infinity CentralStation e Infinity M300/M300+ debido a que podrían mostrar picos de curvas ECG inusualmente estrechas y amplitudes de complejos QRS más pequeñas de lo normal. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa. | |

