

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-172	REFERENCIA PS/PL/91712
PRODUCTO Discos de seguridad y Módulo de interfaz neumática (MIN) en los equipos de contrapulsación Cardiosave Hybrid y Cardiosave Rescue (ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa)	
FABRICANTE Datascope Corp. Getinge, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Getinge Group Spain S.L.U. , C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, 28521 Rivas Vaciamadrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los discos de seguridad de los equipos de contrapulsación Cardiosave Hybrid, Cardiosave Rescue y del módulo de interfaz neumática, debido a que los discos de seguridad podrían no cumplir con el requisito del volumen de desplazamiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

