

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-174	REFERENCIA PS/RJC/92170
PRODUCTO Elekta Unity	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de radioterapia con resonancia magnética (RM)	
FABRICANTE Elekta Ltd, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Elekta Medical S A, Manuel Tovar 43, Madrid 28034, España.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Elekta Unity debido a la posibilidad de que un conector eléctrico de la bobina del gradiente de RM se sobrecaliente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

