

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-178	PS/CH/91154
PRODUCTO - Trilogy Evo Universal Ventilator DS2000X11B - Respirador Trilogy Evo O2 (Nº de producto ES2100X15B) - Respirador Trilogy EV300 (Modelo ES2200X15B)	
FINALIDAD PREVISTA Proporcionan ventilación con presión positiva continua o intermitente par el cuidado de las personas que requieren ventilación mecánica.	
FABRICANTE Philips Respironics, Inc., EE.UU	
DISTRIBUIDOR - Philips Ibérica S.A.U. c/María de Portugal, 1. C.P. 28050, Madrid - Cardiva 2 S.L. Plaza de Europa, 9-11. Edificio Torre Inbisa, Planta 3ª A y D. C.P. 08908 L'Hospitalet de Llobregat-Barcelona - Dextromedica S.L. Avenida Pio XII, 1. C.P. 46009- Valencia - Galmedica S.L. Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, 20-A. C.P. 32792 O Pereiro de Aguiar-Orense. - Air Liquide Healthcare España S.L., Calle Orense, 34 3º CP 28020 Madrid - Palex Medical SA Polígono Industrial Sur, AUTOVÍA A1, KM. 31, 30 28750 San Agustín De Guadalix-Madrid. - Medipro, S.L. Av. quitapesares, BLDG 8 28670 Villaviciosa de Odón-Madrid. - Linde Medicinal, SL Camino de Liria, S/N 46530 Puçol-Valencia	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionada con determinados respiradores Trilogy Evo y Trilogy EV300, debido a la posibilidad de que, bajo determinadas condiciones, la concentración del oxígeno suministrada sea inferior al ajuste establecido.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

