

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-205	PS/AVG/92802
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Trinquete Icelock 125, 600XM y 621 • Kit de adaptación de trinquete Icelock 621 • Cuerpo de bloqueo de trinquete. <p>Ver números de producto en la nota de aviso de la empresa.</p>	
FINALIDAD PREVISTA	
Sistema de bloqueo mecánico que se utiliza para conectar y liberar un liner de bloqueo en un encaje protésico. Forma parte de un sistema protésico externo que sustituye a una extremidad inferior ausente.	
Nº LOTE	
HF210205, HF210519, HF211008, HF220303, MX210518, MX210816, MX210823, MX211022, MX220316.	
FABRICANTE	
Ossur hf, Islandia.	
DISTRIBUIDOR	
Össur Iberia, SL. C/Calendula 93, Miniparc III, Edif. E, 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO	
Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados trinquetes Icelock, debido a que el pin de fijación y el bloqueo podrían desgastarse más rápido de lo esperado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa. • Instrucciones para la revisión del desgaste. 	

