

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-209	<b>REFERENCIA</b> PS/RJC/92647
<b>PRODUCTO</b> Unidades de refracción Ecocentric, Sinus y HS-810, equipadas con una mesa de dos dispositivos.	
<b>N<sup>OS</sup> SERIE</b> Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> HS Doms GmbH, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> BLOSS S.A., Concilio de Trento 37-39, 08018, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas unidades de refracción Ecocentric, Sinus y HS-810, debido a que, en determinadas circunstancias, la unidad de refracción podría volcarse.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

