

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-256	PS/JMP/93883
PRODUCTO Hemospray Endoscopic Hemostat. Referencias: HEMO-7-EU, HEMO-7, HEMO-10-EU, HEMO-10	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo utilizado para la hemostasia de hemorragias digestivas altas no debidas a roturas de varices esofágicas	
FABRICANTE Cook Endoscopy/Wilson Cook Medical, Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDOR - Cook España S.A., calle Vía Augusta 2bis 5ªPlanta, 08006 Barcelona - Técnicas biofísicas, s.l., almacén, malteses nº3, 4-derecha, 035002 Las Palmas	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el hemostático endoscópico Hemospray, debido a que el polvo hemostático podría adherirse al extremo distal del endoscopio complicando su manipulación, la extracción del endoscopio, o provocar que el endoscopio se adhiriera al tejido.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

