

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-264	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/93986
<b>PRODUCTO</b> Tubos endotraqueales Ver productos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Para intubaciones de corto y largo plazo.	
<b>Nº LOTE</b> Ver anexo 2 de la nota de aviso de la empresa	
<b>FABRICANTE</b> Teleflex Malaysia Sdn Bhd, Malasia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Teleflex Medical, S.A; C/Quito, s/n; Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso. 28806 Alcalá de Henares, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización y retirada del mercado de determinados tubos endotraqueales, debido a la posibilidad de desconexión del conector de 15 mm.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

