

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-292	PS/MTM/93974
PRODUCTO - Patient Information Center iX (PIC iX). Código de producto: 866389 - Expansión de PIC iX. Código de producto: 866390	
FINALIDAD PREVISTA Recibir, agregar, procesar, mostrar y distribuir formas de onda fisiológicas, parámetros, alarmas y sucesos para varios pacientes.	
VERSION SOFTWARE 4.0.1	
FABRICANTE Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica SAU, C/ María de Portugal, 1, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la central PIC iX cuando se conecta a monitores de paciente IntelliVue MX40, debido a que el tiempo de concesión DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) puede expirar en el MX40 y dar lugar a problemas de reconexión y sincronización de ajustes.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

