

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-302	PS/MJF/95012
PRODUCTO Ventilador Carina. Referencia 5704110.	
FINALIDAD PREVISTA Ventilador de uso prolongado para pacientes semicríticos en hospitales o clínicas, dependientes de ventilación mecánica o que requieren asistencia respiratoria.	
FABRICANTE Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Dräger Hispania, SAU; C/ Xaudaró, 5. 28034, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los ventiladores Carina, debido a que se podrían encontrar concentraciones de 1,3-dicloro-2-propanol superiores a los límites de exposición aceptables en un uso continuado (más de 30 días) en pacientes pediátricos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

