

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-345	PS/MTM/95920
PRODUCTO	
GRANVIA-C, IMPIX ALIF, IMPIX C+, IMPIX MANTA, IMPIX S, PASS LP, IMPIX 3D, IMPIX ALIF S/A, IMPIX DLIF, IMPIX MANTA+, IMPIX TLIF Ver referencias afectadas en España en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa	
FINALIDAD PREVISTA	
Implantes estériles (dispositivos intervertebrales, discos y tornillos) e instrumental estéril para el tratamiento de la discopatía degenerativa y la deformidad de la columna cervical y toracolumbar.	
FABRICANTE	
Medicrea International S.A., Francia.	
DISTRIBUIDOR	
Medtronic Iberica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO	
Retirada del mercado de determinados implantes estériles e instrumental estéril, fabricados por Medicrea, debido a que pueden presentar daños en el embalaje que podrían comprometer la esterilidad de los productos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

