

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-354	REFERENCIA PS/NA/96111
PRODUCTO Sistema de ultrasonido ACUSON Redwood, model 11503314.	
VERSION SOFTWARE VA10, VA20.	
FABRICANTE Siemens Medical Solutions USA, Inc. Ultrasound. Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el sistema de ultrasonido ACUSON Redwood, modelo 11503314, debido a un problema de compatibilidad de los ajustes predefinidos generado por el usuario de los transductores 18L6 desde el sistema ACUSON redwood 1.0 a un sistema 2.0.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

