

Sartorius Stedim Biotech GmbH, 37070 Göttingen

A quien corresponda

12 de julio de 2023

Carta de aviso - Información suplementaria para los filtros de jeringa Minisart® HY | SRP

Estimado cliente,

Por medio de la presente queremos informarle de una posible descripción poco clara en el manual de Minisart® NML | HY | SRP Medical Device Syringe Filters para los siguientes productos:

Número de referencial	Descripción
16596-----HYK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
16596-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 50 pack
16599-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 500 pack
16596-----ZSK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
17575-----ACK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack
17575-----ZSK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack

La descripción actual en el manual indica diversas aplicaciones posibles. Tenga en cuenta que la capacidad de filtración estéril de soluciones y líquidos oleosos depende de las propiedades de la solución. Esto se aplica a todos los filtros de jeringa Minisart® HY | SRP mencionados anteriormente en la tabla, independientemente de la fecha de fabricación y del número de lote. **Por favor, tenga en cuenta que las capacidades de filtración estéril en su aplicación específica para soluciones y líquidos aceitosos deben ser probadas y validadas por el usuario de acuerdo con las necesidades de la aplicación específica.**

Le agradecemos su confianza y el uso continuado de los productos Sartorius. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con labfiltrationpm@sartorius.com.

Saludos cordiales

Adam Green
Head of Product Management
LPS Reagents & Consumables

Dr. Anna Vreemann
Site Quality Manager
Operations SSB Göttingen

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11
37079 Göttingen, Germany
Phone +49 551 308 0
Fax +49 551 308 3289
www.sartorius.com

Registered Office:
Göttingen
Local Court of Registration:
Amtsgericht Göttingen
HRB No. 200266

Managing Directors:
Michaela Pischke,
Dr. Helge Henning

Chairman of the Supervisory
Board:
Dr. René Fáber

Sartorius declara expresamente que esta carta no constituye y no será considerada como un reconocimiento o admisión de: i) cualquier culpa o responsabilidad, ii) cualquier violación de cualquier ley, norma, contrato o regulación, ya sea causada por Sartorius y/o sus subsidiarias o proveedores y no constituye reconocimiento de que usted o sus afiliados, clientes o cualquier tercero pueda tener cualquier reclamación contra Sartorius y/o sus Afiliados en relación con este asunto o cualquier asunto relacionado a estos detalles.