

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-376	REFERENCIA PS/PF/96900
PRODUCTO Babyroo TN300, referencia MU20300.	
FINALIDAD PREVISTA Calentador radiante de cuidados abierto que proporciona una fuente controlada de calor y regulación de la temperatura de la piel de neonatos y bebés.	
FABRICANTE Draeger Medical Systems, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Dräger Hispania, SAU, C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los calentadores radiantes Babyroo TN300, referencia MU20300, debido a la posibilidad de que el mecanismo de inclinación no se bloquee o desbloquee correctamente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

