

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-381	PS/RJC/96923
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Pentacam AXL, modelo 70100 • Pentacam AXL Wave, modelo 70020 	
FINALIDAD PREVISTA	
Cámara rotatoria que captura imágenes del segmento anterior del ojo.	
NºS SERIE	
70020 2041 2221 y 70100 1752 2290	
FABRICANTE	
OCULUS Optikgeräte GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR	
OCULUS Iberia, S.L., Sector Escultores N° 4 Local 5, 28760 Tres Cantos – Madrid, España	
ASUNTO	
Cese de utilización de determinados números de serie de los equipos Pentacam AXL y Pentacam AXL Wave, para medir la longitud axial del ojo, debido a posibles mediciones incorrectas por un posible revestimiento antirreflectante insuficiente de un componente óptico interno.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	

