

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-382	PS/RJC/96924
PRODUCTO Myopia Master, modelos 68120 y 10010728	
FINALIDAD PREVISTA Cámara que captura imágenes del segmento anterior del ojo.	
Nºs SERIE 68120 3171 3210, 68120 6531 2210 y 68120 2341 2220.	
FABRICANTE OCULUS Optikgeräte GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR OCULUS Iberia, S.L., Sector Escultores N° 4 Local 5, 28760 Tres Cantos – Madrid, España	
ASUNTO Cese de utilización de determinados números de serie de los equipos Myopia Master, para medir la longitud axial del ojo, debido a posibles mediciones incorrectas por un posible revestimiento antirreflectante insuficiente de un componente óptico interno.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

