

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>  2023-391	<b>REFERENCIA</b>  PS/PL/97089
<b>PRODUCTO</b> Pala desechable de videolaringoscopio McGrath™ MAC 2, modelo 350-017-000, 350-084-000.	
<b>Nº LOTE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Código de artículo 350-017-000: 22082207, 22083101.</li><li>• Código de artículo 350-084-000: 22102001.</li></ul>	
<b>FABRICANTE</b> Covidien llc, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 11, 28050 Madrid.</li><li>• EMERGALIA, SL, Ctra. Acceso Polígono, 23A, 1º A, San Cibrao Das Viñas, Orense.</li></ul>	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinados lotes de palas desechables de videolaringoscopio McGrath™ MAC 2, debido a la posibilidad de que la imagen de la pantalla del videolaringoscopio se vea borrosa u oscurecida.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	

