

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-429	REFERENCIA PS/MAM/97782
PRODUCTO Solución aditiva para plaquetas+ (T-PAS+) Referencias: 40853, 40855, 40856	
FINALIDAD PREVISTA Sustituir parcialmente al plasma en la preparación y conservación de un concentrado de plaquetas derivado de capa leucoplaquetaria o una unidad de plaquetas obtenidas mediante aféresis.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Terumo BCT Inc. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Terumo BCT España SLU.C/ Velázquez, 78, 4ºD. 28001, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de la solución aditiva para plaquetas + (T-PAS+) debido a la posibilidad de que puedan contener residuos de aceite en los conectores Luer utilizados para mezclar la solución aditiva con los productos de plaquetas recolectados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

