

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-447	REFERENCIA PS/TS/97140
PRODUCTO Sistema Radixact	
FINALIDAD PREVISTA Administración de radioterapia, radioterapia estereotáctica o radiocirugía estereotáctica en tumores u otros tejidos específicos.	
Nº SERIE Del 4010500 al 4010609	
FABRICANTE Accuray Incorporated, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Ab Salud S.L. Calle Enrique Granados, 6 Edificio b 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Radixact debido a que podría no haber suficiente espacio para el uso de una grúa de pluma por parte del personal de servicio durante el mantenimiento del sistema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

