

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-461	REFERENCIA PS/TS/98151
PRODUCTOS Bombas de infusión Sapphire: <ul style="list-style-type: none">• Sapphire Multi-Therapy. Nº modelo 15031-000-0008• Sapphire Epidural. Nº modelo 15032-000-0003	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en el anexo A	
VERSION SOFTWARE 16.0.1 y 16.10.1	
FABRICANTE Eitan Medical Ltd., Israel	
DISTRIBUIDOR Izasa Medical Plaza de Europa, 21-23 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de infusión Sapphire™ Multi-Therapy y Sapphire™ Epidural, con versión software 16.0.1 y 16.10.1, debido a que, en determinadas situaciones, podrían no identificar el aire en la línea.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Anexo A: listado de productos afectados en España	

