

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-514	PS/PRV/97923
PRODUCTO Ventiladores Astral 100 y 150, fabricados entre 2013 y 2019	
FINALIDAD PREVISTA Soporte ventilatorio continuado o intermitente para pacientes que pesen más de 5 kg que requieran ventilación mecánica. Indicados para usarse en el hogar, en un centro/hospital y en aplicaciones portátiles tanto para ventilación invasiva como no invasiva	
FABRICANTE ResMed Ltd, Australia	
DISTRIBUIDORES - Air Liquide Healthcare España, S.L., Calle Orense 34, 28020, Madrid - Air Liquide Medicinal, S.L.U., Calle Orense 34, 28020, Madrid - Cardiology Advanced Register S.L., Avda Mediterraneo 9, 1ºC, 28007, Madrid - Esteve Teijin Healthcare S.L., Avda Diagonal 579, 8ª planta, 08014, Barcelona. - Gasmedi, Calle Orense 34, 28020, Madrid - Linde Medical Unipersonal S.L., Joaquin Sorolla 34, 28522, Rivas Vaciamadrid, Madrid - Oxigen Salud, S.A., Crta Motilla 174 (Pol Ind Sepes/Motilla), 16004, Cuenca. - Oximesa S.L., Calle Orense 11, 1ª Planta, 28020, Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los ventiladores Astral 100 y 150, fabricados entre 2013 y 2019, debido al posible funcionamiento anómalo de la alarma de fallo total de alimentación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa - Nota de aviso para el paciente/cuidador - Nota informativa AEMPS PS 41/2023	

