

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-510	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/99071
<b>PRODUCTO</b> Acelerador lineal digital con detector XVI o iViewGT™.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Acelerador lineal para terapia radiológica y oncológica.	
<b>Nº SERIE</b> Anteriores a equipos con número 154585.	
<b>FABRICANTE</b> Elekta Ltd. Reino Unido.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Elekta Medical, S.A. C/ Manuel Tovar, 43. 28034 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados aceleradores digitales con sistemas XVI o iViewGT, debido a que, en determinadas situaciones, existe la posibilidad de que se produzca una extensión incontrolada de los brazos del detector XVI o iViewGT durante su utilización.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

