

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2023-516	PS/MAM/99329
<b>PRODUCTO</b>	
Epoc® NXS Host que forma parte del Sistema de análisis de sangre epoc® Ver referencias y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
El sistema de análisis de sangre Epoc® con Epoc® NXS Host conecta los resultados de una gasometría a pie de cama con las diferentes áreas hospitalarias.	
<b>VERSION SOFTWARE</b>	
Desde la versión 4.9.4 hasta la versión actual 4.11.11	
<b>FABRICANTE</b>	
Epocal Inc. Canadá.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Siemens Healthineers España. Calle Mahonia, 2, Planta 4ª, Edificio Pórtico. 28043, Madrid.	
<b>ASUNTO</b>	
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias del software epoc® NXS Host, debido a la posibilidad de que en determinadas condiciones de uso del sistema de análisis de sangre epoc®, los resultados que se impriman, guarden y/o transfieran puedan incluir analitos no seleccionados que provengan de un paciente anterior o de una prueba de control de calidad.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	

