

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-526	PS/MAM/98876
PRODUCTO - Guía de catéter hidrofílico HYBRID - Kits de microcatéter SONIC con la Guía de catéter hidrofílico HYBRID Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Facilitar la colocación de catéteres para uso diagnóstico o terapéutico en el eje vascular intracraneal.	
FABRICANTE BALT EXTRUSION SAS. Francia.	
DISTRIBUIDOR BALT SPAIN MEDICAL, S.L.U. C/ Villarroel, 52. 08011, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de la guía de catéter hidrofílico HYBRID y de los kits de microcatéter SONIC que las incluyen, debido a que el diámetro exterior de las guías HYBRID, podría no corresponder con el indicado en el etiquetado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

