

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-537	PS/AVG/99930
PRODUCTO Vial de calibración BD BACTEC™ MicroMGIT™. Código de producto: 441049. Ver los números de UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Tubos de calibración utilizados en el instrumento BD BACTEC™ MicroMGIT™ Reader destinado a la detección y recuperación de micobacterias a partir de muestras clínicas (excepto sangre y orina).	
Nº LOTE 2067938, 2209320.	
FABRICANTE Becton, Dickinson and Company, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, S/N - PG RASO, San Agustin del Guadalix, 28750, Madrid.	
ASUNTO Cese de distribución y de utilización de los lotes 2067938 y 2209320 del vial de calibración BD BACTEC™ MicroMGIT™ debido a la presencia de fallos de funcionamiento debido a una baja fluorescencia y/o a un llenado deficiente del medio que podría dar lugar a una detección positiva falsa de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> .	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	

