

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-544	PS/TS/98697
PRODUCTO Sistema electrónico del paciente CardioMEMS™. Modelo CM1100.	
FINALIDAD PREVISTA Medición de la presión en la arteria pulmonar de forma inalámbrica.	
Nº SERIE Ver listado anexo.	
FABRICANTE St. Jude Medical, EE.UU.	
DISTRIBUIDORES - Abbott Medical España S.A. Avenida de Burgos, 91 28050 Madrid - Epycardio S.L. C/Fundiciones, s/n, 28052 Madrid - Vitacor Medical S.A. C/ Juan de la Cierva 39 15008 A Coruña	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del sistema electrónico del paciente CARDIOMEMS™, modelo CM1100, debido a que el enchufe de conexión eléctrica podría dañarse o deteriorarse si se manipula o dobla repetidamente más de 90 grados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios - Nota de aviso empresa para usuarios - Nota informativa PS, 2023/46 - Listado nº serie afectados en España	

