

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-548	REFERENCIA PS/AVG/99904
PRODUCTO Pipetas de transferencia del kit Xpert® Xpress Strep A. Número de referencia: XPRSTREPA-CE-10.	
FINALIDAD PREVISTA PCR en tiempo real automatizada para detectar el ADN de Streptococcus pyogenes.	
Nº LOTE Ver nº de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Cepheid, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Cepheid Iberia S.L.U. Pl. d'Europa, 41, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con las pipetas de transferencia desechables incluidas en el kit Xpert® Xpress Strep A, debido a que podrían no dispensar un volumen de muestra adecuado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

