

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-551	REFERENCIA PS/NA/98471
PRODUCTO Unidad de insuflación de alto flujo, UHI-4. Ver referencias y UDIs afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD DEL PRODUCTO Insuflado de la cavidad abdominal y el colon proporcionando succión automática y evacuación del humo para facilitar la observación laparoscópica y endoscópica, el diagnóstico y el tratamiento.	
FABRICANTE Olympus Medical Systems Corporation, Japón.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia, S.A.U. Plaza de Europa, 29-31, L'Hospitalet de Llobregat 08908, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización y advertencias de seguridad relacionadas con la unidad de insuflación de alto flujo UHI-4, debido a complicaciones durante la intervención por una posible sobreinsuflación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

