

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-564	<b>REFERENCIA</b> PS/MTM/100168
<b>PRODUCTO</b> Plataforma de Energía Valleylab™ FT10serie FT, nº de modelo VLFT10GEN.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Generador electroquirúrgico de alta frecuencia diseñado para utilizarse con accesorios monopolares y bipolares con el fin de cortar y coagular tejidos.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> 4.0.1, 4.0.2 y 4.0.3	
<b>FABRICANTE</b> Covidien Ilc., Estados Unidos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medtronic Ibérica S.A. C/María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software de la plataforma de energía Valleylab™ FT10serie FT, debido a que al insertar un dispositivo Ligasure™ nuevo sin utilizar, se indique erróneamente que el dispositivo se ha utilizado anteriormente.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	

