

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-570	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/99782
<b>PRODUCTO</b> Monitor desfibrilador DEFIGARD Touch7	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Monitorización y desfibrilación externa automatizada	
<b>FABRICANTE</b> Schiller Medical, Francia	
<b>DISTRIBUIDOR</b> SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. C/ Dublín, 1 - Of. 2 – Europolis 28232 Las Rozas - Madrid	
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad relacionada con el monitor desfibrilador externo automatizado DEFIGARD Touch7, debido a la posibilidad de que no administre la descarga de desfibrilación por un posible mal funcionamiento de la electrónica de adquisición del ECG.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	

