

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-601	REFERENCIA PS/MJF/99923
PRODUCTO Test Actim Partus, referencias 31931ETAL y 31930ETAL.	
FINALIDAD PREVISTA Test inmunocromatográfico en tira destinado a la detección de la presencia de la proteína IGFBP-1 fosforilada en secreciones del cervix durante el embarazo para la predicción del riesgo de parto prematuro o parto inminente cuando las membranas fetales están intactas.	
FABRICANTE Actim Oy, Finlandia.	
DISTRIBUIDOR Laboratorios Rubió; C/Industria 29, Pol. Industrial Comte de Sert. 08755 Castellbisbal, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el test Actim Partus, referencias 31931ETAL y 31930ETAL, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos por la presencia de lubricantes en las muestras vaginales que pueden interferir con el resultado de la prueba.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota de corrección sobre las interferencias	

