

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-602	REFERENCIA PS/MJF/99924
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none"> • Test Actim PROM. Referencias 30832ETAL, 30831ETAL y 30830ETAL. • Test Actim PROM 1ngeni. Referencia 30832RETAL. 	
FINALIDAD PREVISTA Test inmunocromatográfico en tira destinado a la detección de la presencia de la proteína IGFBP-1 fosforilada en secreciones del cervix durante el embarazo para el diagnóstico de rotura prematura de membranas fetales.	
FABRICANTE Actim Oy, Finlandia.	
DISTRIBUIDOR Laboratorios Rubió; C/Industria 29, Pol. Industrial Comte de Sert. 08755 Castellbisbal, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el test Actim Prom, referencias 30832ETAL, 30831ETAL y 30830ETAL, y con el Test Actim PROM 1ngeni, referencia 30832RETAL, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos por la presencia de lubricantes en las muestras vaginales que pueden interferir con el resultado de la prueba.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa • Nota de corrección sobre las interferencias 	

